


# NEU! LANG-STEREOPAD®



Das LANG-STEREOPAD® kombiniert - ähnlich wie die LANG-STEREOTESTS I und II - Random Dots mit einem Linsenraster, bietet aber differenziertere Möglichkeiten zur Beurteilung der Stereopsis.

Die Testkarten werden einzeln oder paarweise auf einer roten doppelseitigen Testplatte gezeigt. Der Test ist brillenlos, hochsensitiv für globale Stereopsis, und daher sehr gut geeignet für Säuglinge und Kleinkinder. Erraten und monoklare Erkennung ist nicht möglich.

In einer Pilot-Stichprobe\* von 240 orthotropen Kindern zwischen <1 und 10 Jahren konnten alle 33 Kinder unter 2 Jahren mit dem LANG-STEREOPAD®-Prototyp mittels Preferential Looking- Verfahren zuverlässig getestet werden, jedoch keines mit herkömmlichen Tests.



\*A. Piantanida, Italien, 2017

AUSFÜHRLICHE ANLEITUNG  
AUFBEWAHRUNGS-BOX  
SEPARAT: MAGNET-STÜTZE

VIDEO-TUTORIAL: siehe QR-Code



DOPPELSEITIGE TESTPLATTE A5  
6 MAGNETISCHE TESTKARTEN  
QUERDISPARITÄTEN:  
1000", 600", 400", 200", 100", 50"



LANG-STEREOTEST®

**RYSER**  
OPHTHALMOLOGIE

Metzgergasse 2, 9400 St. Gallen

071 222 91 1

info@ryseroptik.ch www.opthha-shop.ch



info@lang-stereotest.com  
www.lang-stereotest.com