

TONOMÉTRIE VÉRITABLEMENT OBJECTIVE

Votre vue guidée pour des mesures
précises de la PIO avec le système
de positionnement **ActiView™**.

Tonomètre Tono-Vera®

Reichert
AMETEK







Votre vue guidée pour des mesures précises de la PIO.

Présentation du tout nouveau tonomètre Reichert® **Tono-Vera®**, doté du système de positionnement avancé ActiView™, en instance de brevet, qui vous guide rapidement vers l'apex de la cornée, vous donnant ainsi toute confiance dans vos lectures de pression intraoculaire (PIO). Le tonomètre Tono-Vera mesure automatiquement après alignement, produisant des résultats plus objectifs et reproductibles.

Le Tono-Vera utilise la technologie de tonométrie par rebond en douceur, en éliminant le recours à un anesthésiant topique. Conçu en pensant au professionnel des soins oculaires, le système innovant Tono-Vera inclut une base qui stocke et distribue efficacement les **sondes tonométriques Ocu-Dot®**.

Reichert® est synonyme de technologie, de tradition et de confiance.

Depuis plus de 75 ans, Reichert ouvre la voie à une avancée continue de la tonométrie et du diagnostic du glaucome. Avec l'introduction du tonomètre Tono-Vera, Reichert propose désormais la gamme la plus complète de solutions de tonométrie.

Le tonomètre Tono-Vera vous est présenté par des passionnés des soins oculaires.





Une mesure plus objective avec le système de positionnement ActiView™.

Le système de positionnement ActiView du Tono-Vera offre une vue en couleur de l'œil, combinée à des invites d'alignement intuitives et interactives pour guider l'utilisateur avec précision à l'apex de la cornée. Lorsque l'alignement correct est atteint, le Tono-Vera prend automatiquement la mesure, produisant un résultat en seulement trois mesures. Des anneaux intuitifs à code couleur indiquent la fiabilité de la mesure.



Toutes les informations importantes, toujours affichées.

- 1 Appui-tête Flexi-Soft™
- 2 Connectivité Bluetooth®
- 3 État de la batterie
- 4 Indicateur d'angle de sonde
- 5 Cible ActiView
- 6 Nombre de mesures
- 7 Mode de mesure
- 8 Mesure de la PIO OD/OS
- 9 Boutons de sélection OD/OS
- 10 Bouton de sélection multifonction





Tono-Vera®, innovant et judicieusement conçu.

- Disponible en deux modèles – Rechargeable ou sur piles AA. Choisir le modèle rechargeable se traduit par moins de piles dans les décharges et un appareil toujours prêt à l'emploi. Le modèle à piles AA vous accompagne partout et permet de changer les piles rapidement et facilement sans recours à des outils supplémentaires. La batterie rechargeable et les piles AA sont interchangeables, offrant une extrême flexibilité.
- Léger, ergonomique et sans étalonnage.
- La base polyvalente Tono-Vera incluse accueille et charge* votre appareil en stockant et en distribuant simultanément et commodément les sondes de tonomètre Ocu-Dot.
- L'appui-tête innovant Flexi-Soft™ est conçu pour faciliter le contrôle de distance et améliorer le confort du patient.
- La connectivité Bluetooth permet les mises à jour logicielles et la connexion au dossier médical électronique.
- Prêt à voyager avec sa mallette de transport protectrice, légère et résistante.

Sondes tonométriques Ocu-Dot®

Spécialement conçues pour les tonomètres Tono-Vera, les sondes tonométriques Ocu-Dot sont à usage unique, fournies sous emballage individuel. Elles se chargent vite et facilement, et sont conditionnées en boîtes de 100 unités.

Caractéristiques

16305 Kit de démarrage du tonomètre Tono-Vera – Pile AA

16306 Kit de démarrage du tonomètre Tono-Vera – Rechargeable

16325 Kit de démarrage du tonomètre Tono-Vera – Piles AA avec r

16326 Kit de démarrage du tonomètre Tono-Vera – Rechargeable :

16307 Sondes tonométriques Ocu-Dot – Boîtes de 100 unités

Dimensions : 21,25 x 6,6 x 3,0 cm (8,4 x 2,6 x 1,2 po)

Dimensions d'affichage : 2,8 x 2,8 cm (1,1 x 1,1 po)

Poids (sans les piles) : 120,3 g (4,2 oz)

Plage de mesure : 5-60 mmHg (Plage d'affichage : 1-99 mmHg)

Précision : $\pm 1,0$ mmHg (5-20 mmHg), $\pm 1,7$ mmHg (21-60 mmHg)

Plage de distance de mesure : 6 mm ($\pm 1,5$ mm)

Source d'énergie : batterie au lithium-ion ou quatre piles AA

Langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais

Garantie : deux ans

*Modèle rechargeable uniquement.



Améliorer les soins oculaires grâce à l'innovation continue.

Reichert est un leader mondial de l'innovation dans le domaine de la tonométrie, offrant une large gamme d'options de tonométrie, notamment le **tonomètre automatique Reichert® 7CR** avec PIO cornéenne compensée (IOPcc), l'analyseur **Ocular Response Analyzer® G3** avec hystérésis cornéenne, le **pneumotonomètre Model 30™** unique en son genre avec tonographie et amplitude d'impulsion oculaire, le **Tono-Pen AVIA®**, un **tonomètre primé** doté du mode de mesure QuickTap®, et dorénavant le **tonomètre avancé Tono-Vera** avec le système de positionnement ActiView.

Chaque jour, nous intégrons l'innovation et la haute qualité de notre savoir-faire à nos appareils de diagnostic pour les soins oculaires, partageant notre passion pour offrir aux patients les soins et la meilleure expérience possibles.

Le tonomètre Tono-Vera est conçu, fabriqué et assemblé aux États-Unis. 



Pour en savoir plus, scannez ici ou consultez notre site reichert.com/tonovera

*Cet appareil peut ne pas être autorisé à la vente dans tous les pays.
Non disponible à la vente aux États-Unis.*



passionate about eye care

 Reichert.com • Appelez Reichert sans frais au 1-888-849-8955 ou +1 716-686-4500, ou contactez votre distributeur agréé Reichert Technologies®. Reichert, Inc. 3362 Walden Avenue, Suite 100, Depew, NY 14043 États-Unis. Reichert, Reichert Technologies, Tono-Vera, Ocu-Dot, Tono-Pen, Tono-Pen AVIA, Ocular Response Analyzer, et ReichertSync sont des marques déposées de Reichert, Inc. ActiView et Model 30 sont des marques de commerce de Reichert, Inc. AMETEK est une marque déposée d'AMETEK, Inc. La marque de commerce Bluetooth appartient à Bluetooth SIG. ©2023 AMETEK, Inc. & Reichert Inc. 16305-110-FRE-Rev C

